

## Critères de Sortie des Patients des Unités COVID et leur Transfert en SSR ou EHPAD

### En unités COVID (médecine, réanimation/soins intensifs)

**A. Précautions à appliquer : cf. habillage/déshabillage en unité COVID**

**B. Critères cliniques : vérifier depuis plus de 48 h**

- La disparition de la fièvre sans prise d'antipyrétiques
- L'amélioration de l'état respiratoire: **faible besoin en oxygène ( ≤ 2L/mn pour maintenir une SaO2 ≥ 95%)**

**C. Test PCR SARS-COV2 non exigé avant la sortie**

**D. Durée de confinement : à partir de début des signes ou date PCR+**

- dépend de l'état du patient et de la forme clinique de la maladie

	Patient immunocompétent	Patient immunodéprimé	hospitalisé en réanimation ou forme sévère de COVID
Durée de confinement	7 jours	10 jours	10 jours

### Dans l'unité d'aval : SSR, EHPAD ou service de médecine

**A. Test PCR SARS-COV2 non exigé à l'entrée**

**B. Application des Précautions «Gouttelettes et Contact»**

- ✓ Chambre individuelle ou chambre double si autre patient COVID+
- ✓ Accès au plateau technique autorisé/hygiène des mains avant rééducation
- ✓ Prendre le patient en fin de séance et nettoyage
- ✓ Bionettoyage des matériels après la séance du patient ou en fin de journée.

**C. Durée de l'application des Précautions «Gouttelettes et Contact»**

	Patient immunocompétent	Patient immunodéprimé	hospitalisé en réanimation ou forme sévère de COVID
Durée Précautions	7 jours	14 jours	14 jours