

Personnes concernées	Professionnel du secteur de la santé et du médico-social	✓	quelque soit l'âge	✓	✓	plus de 55 ans	✓
	Population Très haut risque	✓	plus de 18 ans	✓	✓	plus de 55 ans	✓
	Population plus de 60 ans	✓		✓	✓		✓
	Population 55 à 59 ans	✗		✗	✓		✓
	Population 18 à 54 ans	✓	A risque de formes graves	✓	✗		✗
la liste des comorbidités associées à un risque de forme grave de Covid-19 et celle des pathologies à très haut risque de forme grave de Covid-19 sont différentes. Elles sont <a href="#">consultables sur le site du ministère des Solidarités et de la santé</a> .							

Femmes enceintes	✓	à partir du 2 <sup>ème</sup> trimestre de grossesse	✓	✗	✗
------------------	---	---	---	---	---

Présentation	Flacon multidoses à diluer avant utilisation = 6 doses de 0,3 mL Dispersion congelée de couleur blanche à blanc cassé.	Flacon multidoses prêt à l'emploi = 10 doses de 0,5ml. Dispersion blanche à blanc cassé	Flacon multidoses prêt à l'emploi = 10 doses de 0,5ml. Suspension incolore à légèrement brune, limpide à légèrement opaque	Flacon multidoses prêt à l'emploi = 5 doses de 0,5ml. Suspension incolore ou jaune clair limpide opalescent(e))
--------------	---	--	--	---

Conservation	Stockage	Conservation entre -90°C et -60°C, jusqu'à date de péremption dans emballage fournisseur Conservation et transport entre -25°C et -15°C pendant une période unique d'un maximum de 2 semaines et recongélation possible entre -90°C et -60°C	Conservation entre -25°C et -15°C, jusqu'à date de péremption dans emballage fournisseur	Conservation entre +2°C et +8°C jusqu'à date de péremption dans emballage fournisseur	Conservation entre -25°C et -15°C, jusqu'à date de péremption dans emballage fournisseur
	Non reconstitué Non ouvert sans dépasser la date de péremption	Non reconstitué à calculer depuis horaire de décongélation au maximum et à l'abri de la lumière - Entre +2°C et +8°C = 5 jours - Entre +8°C et +30°C < 2 heures	Non ouvert à calculer depuis horaire de décongélation au maximum et à l'abri de la lumière - Entre 2°C et 8°C = 30 jours - Entre 8°C et 25°C < ou = 12 heures	Jusqu'à date de péremption et à l'abri de la lumière	Non ouvert à calculer depuis horaire de décongélation au maximum et à l'abri de la lumière - Entre +2°C et +8°C = jusqu'à 3 mois pendant une seule période
	Flacon entamé : notez la date et l'heure de 1 <sup>er</sup> utilisation sur l'étiquette du flacon	Entre +2°C et +30°C < ou = 6 heures	Entre +2°C et +25°C < ou = 6 heures	Entre +8°C et +30°C < ou = 6 heures* *Stabilité physicochimique 48 h à +2°C + 8°C	Entre +2°C et +8°C < ou = 6 heures Entre +8°C et +25°C < 3 heures

Transport	Congelé	À -80°C = 12h maxi - En position verticale (calages)	Entre -25°C et -15°C	Non concerné	Entre -25°C et -15°C
	Décongelé	Décongelé et reconstitué, transport dans une boîte isotherme à +2°C et +8°C en position verticale pour le flacon : 6h maxi - Ne pas secouer - Ne pas recongeler	Décongelé, transport dans une boîte isotherme entre +2°C et +8°C : 12h maxi en véhicule à moteur ou 1h maxi à pied en position verticale pour le flacon - Ne pas secouer - Ne pas recongeler		Transport dans un boîte isotherme à +2°C et +8°C Ne pas recongeler. Ne pas secouer.

Préparation	Diluer chaque flacon à l'aide de 1,8 mL de solution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9%)	Non concernés (préparations prêtes à l'emploi)			
-------------	---	--	--	--	--

Administration	Seringue 1 ml graduée et aiguille IM adaptée (cf portfolio) - par voie IM de préférence dans le muscle deltoïde de la partie supérieure du bras				
----------------	---	--	--	--	--

Surveillance post vaccinale	Surveillance médicale rapprochée 15 minutes après l'administration				
-----------------------------	--	--	--	--	--

Elimination flacon et seringues	Filière DASRI			Filière DASRI + désinfection des surfaces sur lesquelles du vaccin a été renversé avec un désinfectant ayant une activité contre les adénovirus	
---------------------------------	---------------	--	--	---	--

Intervalle entre les injections	42 jours, 28 jours pour immunodéprimés et 21 jours en EHPAD/FAM/MAS, USLD et SSR gériatrique	42 jours et 28 jours pour immunodéprimés	Dans la 12 <sup>ème</sup> semaine	Sans objet une seule dose	
Administration d'une seule dose de vaccin pour les personnes ayant eu la COVID 19 et non immunodéprimées (hors personnes en EHPAD et USLD) 3 <sup>ème</sup> dose pour transplantés d'organes solides, transplantés récents de moelle osseuse, patients dialysés, patients atteints de maladies auto-immunes sous traitement immunosuppresseur fort de type anti-CD20 ou anti-métabolites					

Traçabilité	Une attention toute particulière doit être accordée à la traçabilité de l'injection dans l'application VACCIN COVID				
-------------	---	--	--	--	--